


## Набор бит ЗЗпр 1/4" ЗУБР МАСТЕР специальные

Артикул: 26046-НЗЗ



Ваша цена:

**802 р.**

 Нет в наличии

### Характеристики:

Бренд	ЗУБР
ΔВес нетто, кг	0,24
Бренд	ЗУБР
Тип хвостовика	1/4 HEX
Длина общая, мм	25
Количество предметов в наборе, шт	33
Тип шлица	Набор

### Комплектация:

3x Вставка-бита 1/4"DR L25мм Phillips PH1, PH2, PH3  
3x Вставка-бита 1/4"DR L25мм Pozidrive PZ1, PZ2, PZ3  
3x Вставка-бита 1/4"DR L25мм SLOT SL4, SL5, SL6  
8x Вставка-бита 1/4"DR L25мм TORX hole T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30  
5x Вставка-бита 1/4"DR L25мм HEX hole HEX2, HEX2.5, HEX3, HEX4, HEX5  
4x Вставка-бита 1/4"DR L25мм TRI-WING 1, 2, 3, 4  
4x Вставка-бита 1/4"DR L25мм DOUBLE PIN 4, 6, 8, 10  
2x Вставка-бита 1/4"DR L25мм TORQ-SET 6, 8  
1x Магнитный адаптер L60мм  
1x Пластиковый противоударный кейс

### Описание

Высококачественная ковчаная хромомолибденовая сталь обеспечивает высокую механическую прочность  
Прецизионная геометрия шлицов обеспечивает точную посадку в крепеже  
Система насечек «фикс» предотвращает выскальзывание крепежа, что препятствует повреждению скрепляемых поверхностей биты и крепежа

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>



 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

Суперкомпактный бокс из мягкого материала обеспечивает надежное хранение и защиту бит в самых сложных промышленных условиях.

Описание

Набор бит Зубр предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений.

Применение

Предназначен для слесарных, монтажных и ремонтных работ.

---

Не является публичной офертой или коммерческим предложением. Информацию уточняйте у Вашего менеджера

г. Барнаул, ул. Попова, 248в  
(3852) 22-60-20  
Email: [info@gensnab.pro](mailto:info@gensnab.pro)

Интернет-магазин: <https://gensnab.pro>  
Сервис: <https://gensnab.services>

 [gensnabpro](#)  
 [gensnab.pro](#)

